

Opokan Med plaster rozgrzewający, plaster leczniczy, 10 szt.

Cena: 41,02 zł



Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Wskazania:

Plaster rozgrzewający skutecznie rozluźnia i przynosi ulgę w bólach mięśni (pleców, ramion, szyi), nerwobólach, bólach reumatycznych i stawowych. Redukuje stan zapalny.

Działanie:

Plaster Opokan Med przykleja się bezpośrednio na skórę, w miejscu bólu mięśniowego. U osób starszych lub w przypadku niskiej tolerancji termicznej - na odzież bezpośrednio przylegającą do ciała. Odczucie ciepła i ulgi jest natychmiastowe. Plaster zapewnia ciepło, które przynosi odprężenie napiętym, obolałym mięśniom, wzmagając miejscowe krążenie krwi i łagodząc ból. Plaster działa bezpośrednio w miejscu bólu. Plaster można stosować sam lub w połączeniu z doustnymi lekami przeciwbólowymi.

Składniki:

sproszkowane żelazo
woda
sól sodowa
węgiel drzewny

Przygotowanie i stosowanie:

Sposób użycia:

- należy upewnić się, że skóra jest czysta, sucha i odtłuszczona

- bezpośrednio przed użyciem ostrożnie rozerwać saszetkę z plasterem, wyjąć plaster
- zdjęć taśmę zabezpieczającą część klejącą plastra i niezwłocznie przykleić plaster w miejscu odczuwania bólu
- plaster rozgrzeje się stopniowo do przyjemnej, przynoszącej ulgę temperatury (ok. 50°C)
- plaster mocno trzyma się w miejscu naklejenia
- plaster jest jednorazowy i przeznaczony jedynie do użytku zewnętrznego
- plaster można utrzymywać na skórze do 12 godzin
- podczas stosowania należy kontrolować stan skóry. W przypadku stwierdzenia podrażnienia, opuchnięcia, zaczerwienienia skóry, należy natychmiast zdjąć plaster
- w przypadku odczuwania zbyt wysokiej temperatury należy przerwać stosowanie
- nie przykładać dodatkowego ucisku lub opaski dociskającej plaster
- u osób z niską tolerancją termiczną stosować plaster tylko na odzież bezpośrednio przylegającą do ciała
- u osób starszych stosować plaster tylko na odzież bezpośrednio przylegającą do ciała

Przechowywanie

Plaster rozgrzewający należy przechowywać z dala od światła, w temperaturze pokojowej, w suchym i niedostępnym dla małych dzieci miejscu.

Dolna granica wieku

Zalecana - rok/lata/lat

12

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

Nie stosować na skórę chorą, podrażnioną, popękaną, uszkodzoną, po urazie lub podczas kąpieli. Nie stosować również na skórę z wylewami podskórnymi lub obrzękami.

Nie stosować na obszarach ciała z upośledzonym czuciem ciepła.

Plaster natychmiast usunąć w przypadku stwierdzenia silnego ciepła w miejscu jego stosowania (w sytuacji, kiedy odczuwalna temperatura jest zbyt wysoka) lub gdy dojdzie do podrażnienia, zaczerwienienia, pieczenia lub opuchnięcia skóry. W przypadku gdy tolerancja termiczna skóry jest niska, plaster należy nakleić na bieliznę lub warstwę odzieży (dotyczy to szczególnie osób starszych).

Nie stosować u osób, nie będących w stanie w pełni dostosować się do instrukcji użycia lub samodzielnie zdjąć plaster, szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku. Plastra nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Nie stosować plastra, który jest uszkodzony mechanicznie. Po kontakcie zawartości uszkodzonego plastra z oczami lub skórą, natychmiast miejsce kontaktu przemyć wodą.

Użytego plastra nie podgrzewać powtórnie w inny sposób (np. kuchenka mikrofalowa).

Unikać bezpośredniego wystawiania plastra na słońce.

Nie należy stosować plastra w miejscu infekcji, a także równocześnie z innymi produktami leczniczymi stosowanymi miejscowo na skórę (np. preparaty przeciwbólowe lub rozgrzewające itp.) ani z innymi środkami emitującymi ciepło.

Nie należy stosować plastra w tym samym miejscu. W razie potrzeby jednak, kolejny plaster można nakleić w tym samym miejscu po upływie 24 godzin.

Plastra nie stosować podczas snu.

Nie stosować dodatkowego ucisku na plaster.

Nie naklejać plastra na inny.

W przypadku zapalenia stawów, ciąży, chorób skóry, cukrzycy, zaburzeń krążenia, chorób serca, przed zastosowaniem, należy skonsultować użycie plastra z lekarzem.

Produkty rozgrzewające mogą powodować poparzenia. Ryzyko wystąpienia poparzeń wzrasta z wiekiem.