

Fibrocontrol, plaster, 3 szt.

Cena: 50,64 zł



Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Fibrocontrol - 3 szt.

wyrób medyczny
Zdrowa skóra bez włókniaków!

- leczenie włókniaków skóry
- skuteczne usuwanie w ciągu 6 dni
- doskonały efekt kosmetyczny
- bez bólu

Włókniaki są bardzo powszechnymi i nieszkodliwymi małymi, miękkimi naroślami na skórze. Zwykle występują na szyi, pod pachami, w fałdach pachwinowych i pod piersiami. Włókniaki mogą być drażniące, uciążliwe i wstydlive kosmetycznie.

Fibrocontrol to wyrób do samodzielnego użycia w celu łatwego, bezpiecznego i bezbolesnego usuwania włókniaków na szyi, pod pachami i obszarze pod piersiami. Efekt widoczny już po 6 dniach. Wyrób przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Wyrób medyczny Fibrocontrol ma przeciwwskazania do stosowania. Nie należy z niego korzystać na włókniaki zlokalizowane na powiekach i w pobliżu oka. Produkt nie powinien być też stosowany na zmiany, które nie mają koloru cielistego, poza tym włókniak nie może mieć większej średnicy niż 3 mm i wysokości powyżej 5 mm oraz nie może krwawić. Jeśli pacjent ma wątpliwości, czy jego narośl jest włókniakiem, powinien skonsultować się z lekarzem. Wyrób medyczny nie powinien być stosowany przez pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Skład

Nośnik: poliester i kauczuk syntetyczny, Dysk: polioksymetylen (POM), Plaster: poliester i akrylat.

Wskazania i działanie

Włókniaki są bardzo powszechnymi i nieszkodliwymi małymi, miękkimi naroślami na skórze. Zwykle występują na szyi, pod pachami, w fałdach pachwinowych i pod piersiami. Włókniaki mogą być drażniące, uciążliwe i wstydlive kosmetycznie.

Fibrocontrol to wyrób do samodzielnego użycia w celu łatwego, bezpiecznego i bezbolesnego usuwania włókniaków na szyi, pod pachami i obszarze pod piersiami. Efekt widoczny już po 6 dniach. Wyrób przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Wskazania do stosowania: średnica włókniaka wynosi maksymalnie 3 mm i maksymalnie 5 mm wysokości, włókniak jest koloru skóry, nie krwawi.

Bezpieczny do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie

Za pomocą aplikatora umieścić wyrób i plaster na podstawie włókniaka. Po aplikacji wyrób Fibrocontrol zatrzymuje dopływ krwi do włókniaka poprzez podwiązanie. Następnie włókniak stopniowo usycha wewnątrz plastra, w bezpieczny sposób, przy znikomym ryzyku powstania blizn i bez bólu. Plaster z włókniakiem należy usunąć po 6 dniach.

Wskazania do stosowania: średnica włókniaka wynosi maksymalnie 3 mm i maksymalnie 5 mm wysokości, włókniak jest koloru skóry, nie krwawi.

Bezpieczny do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Za pomocą aplikatora umieść wyrób i plaster na podstawie włókniaka. Po aplikacji wyrób Fibrocontrol zatrzymuje dopływ krwi do włókniaka poprzez podwiązanie. Następnie włókniak stopniowo usycha wewnątrz plastra, w bezpieczny sposób, przy znikomym ryzyku powstania blizn i bez bólu. Plaster z włókniakiem należy usunąć po 6 dniach.

Zawartość opakowania: 1 aplikator, 3 plastry do usuwania włókniaków (każdy do usuwania jednego włókniaka).

Wytwórca:

Unigroup ApS, Dimplovej 373, DK-2800 Lyngby, Dania

Dystrybutor:

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31,
01-918 Warszawa