

# Kompres żelowy Junior 8x12 różowy, kompres, 1 szt.

Cena: 10,51 zł



## Opis słownikowy

Postać	Kompres
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	RESMED
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

Wyrób medyczny wielokrotnego użytku, przeznaczony do terapii ciepłem lub zimnem, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Polecany jest szczególnie dla osób, które cenią naturalne sposoby leczenia wielu schorzeń. Wyrób został wykonany z nietoksycznego żelu o dużym cieple właściwym (1,75 cal/gx°C), charakteryzującym się wysoką elastycznością i możliwością modelowania nawet po zamrożeniu.

Produkt odpowiedni do użytkowania w warunkach domowych, w placówkach medycznych, klubach sportowych oraz w ośrodkach odnowy biologicznej.

Opakowanie zawiera:

kompres żelowy o wymiarach 8 x 12 cm – 1 szt.

### Działanie i przeznaczenie wyrobu medycznego, wskazania do stosowania:

Wyrób medyczny należy stosować w celu długotrwałego i miejscowego obniżania temperatury tkanek lub dostarczania im energii cieplnej. Terapia zimnem wspomaga pomaga działać przeciwoślniowo, przeciwzapalne, przeciwobrzętkowo oraz przeciwkrwotocznie. Terapia ciepłem pomaga zmniejszać chroniczne bóle mięśniowo-szkieletowe.

### Zastosowanie terapii ciepłem:

- zapalenie pęcherza moczowego i dróg moczowych, przewlekła dnica, kamica dróg moczowych bez powikłań,
- stłuczenia, krwiaki, choroba zwyrodnieniowa stawów, I faza zapalenia stawów,
- urazy tkanek miękkich po ustąpieniu odczynu zapalnego,
- zapalenie zatok, nieżyt gardła, krtani i oskrzeli,
- choroba Raynauda, trądzik, czyraczność,

- otyłość, postrzał, przykurcze mięśniowo-szkieletowe
- nerwobóle, zapalenia nerwów obwodowych, rwa kulszowa.

#### Zastosowanie terapii zimnem:

- złamania, zwichnięcia, stłuczenia,
- krwiaki, urazy,
- przeciwdziałanie powstawaniu odleżyn,
- ostry ból zębów, oparzenia,
- bóle głowy, napady dny moczowej, rwa kulszowa, zapalenie lub blokada stawów,
- ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych,
- zapalenie wyrostka robaczkowego,
- krwawienia, hemoroidy,
- obrzęki limfatyczne, początkowy etap zakrzepowego zapalenia żył.

#### **Instrukcja używania**

- *Terapia ciepłem:* produkt należy zanurzyć w wodzie w garnku tak, aby całkowicie go pokrywała. Następnie zagrzać wodę do temperatury 70°C, nie dopuszczając do jej wrzenia. Kompres wyjąć z wody, osuszyć i owinąć ręcznik lub ściereczkę, po czym przyłożyć do chorego miejsca.
- *Terapia zimnem:* Wyrób umieścić w lodówce lub zamrażalniku na 2 godziny, w celu schłodzenia. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, można podłożyć pod kompres talerzyk lub folię. Po wyjęciu należy wyrób osuszyć, zawinąć w ręczniki i przyłożyć do wybranego miejsca.
- Początkowo nie należy stosować wyrobu dłużej niż 10 minut. Zaleca się stopniowe wydłużanie czasu terapii do 20 minut podczas kolejnych zabiegów.

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z ulotką/instrukcją dołączoną do wyrobu.

#### **Ostrzeżenia, środki ostrożności, uwagi**

Wyrób może być stosowany u dzieci oraz osób z zaburzeniami poznawczymi wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie stosować wyrobu podczas snu, a także w przypadku ostrego okresu choroby, złamania kości i stawów, zmian zwyrodnieniowych i zniekształcających stawy, odwapnienia kości, odmrożeń, owrzodzeń podudzi, gruźlicy kostno–stawowej, stanu zapalnego w przewlekłym okresie choroby, nadwrażliwości na zimno, zespołu Raynauda, zapalenia pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych, zapalenia naczyń, ciężkich schorzeń serca i naczyń, odmrożeń, zespołu Sudecka, w stanie wyniszczenia oraz ogólnego osłabienia.

Szczegółowe informacje nt. bezpieczeństwa stosowania znajdują się na ulotce/instrukcji dołączonej do wyrobu medycznego.

#### **Producent/Podmiot odpowiedzialny**

RESMED ZABRZE  
Bytomskich Strzelców 19 B  
Zabrze