

ThermaCare, kompresy rozgrzewające na plecy i biodra, 4 szt.

Cena: 56,57 zł



Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skontaktuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

ThermaCare Kompresy rozgrzewające na plecy i biodra

Wskazania:

ThermaCare Kompresy rozgrzewające na plecy i biodra to wyrób medyczny wskazany do stosowania w celu łagodzenia bólu mięśniowo-szkieletowego okolic dolnej części pleców i bioder.

Właściwości:

ThermaCare Kompresy rozgrzewające na plecy i biodra to kompresy samorozgrzewające, przeznaczone do łagodzenia bólów mięśni i (lub) stawów związanych z nadmiernym wysiłkiem, przeciążeniami, skręceniami oraz zapaleniem stawów.

- Pomagają poprawić mobilność.
- Ulga w bólu do 16 godzin. Kompresy rozgrzewające.
- ThermaCare® łagodzi ból do 16 godzin – 8 godzin podczas noszenia i do 8 godzin ulgi po zdjęciu kompresu.

Skład:

Opatentowane komórki ciepłone/ Nie zawiera substancji leczniczych.

Stosowanie:

2 razy na dobę, przez 8 godzin.

Opakowanie:

2 sztuki

Przeciwwskazania:

- Nie stosować jednocześnie z lekami stosowanymi miejscowo.
- Zmieniona chorobowo, podrażniona lub uszkodzona skóra.
- Siniaki lub obrzęki które wystąpiły w ciągu ostatnich 48 godzin.
- Obszary ciała z zaburzeniem czucia temperatury.

Przechowywanie:

Najlepiej przechowywać kompresy rozgrzewające ThermaCare® na szyję i ramiona w oryginalnym opakowaniu do momentu ich użycia. Chroni to foliową saszetkę przed uszkodzeniem i zapobiega otwarciu, które uaktywnia kompres rozgrzewający poprzez kontakt z tlenem. Należy stosować kompresy rozgrzewające na szyję i ramiona przed upływem terminu ważności, który podano na opakowaniu.