

Glucosense, test paskowy, 50 pask.

Cena: 38,77 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	GENEXO SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie

Paski Glucosense do oznaczania poziomu glukozy współpracują z glukometrem Glucosense. Pomagają kontrolować prawidłowy poziom cukru we krwi.

Działanie

- zastosowana technologii elektrochemiczna zapewnia precyzyjne wyniki,
- samoczynnie zasysają krew do komory reakcyjnej,
- posiadają zabezpieczoną powierzchnię,
- okienko potwierdzenia umożliwia poprawne wykonanie badania,
- wykorzystują do badania niewielką próbkę krwi – 1,8 µl,
- zakres pomiaru: 20 – 600 mg/dl (1,1 – 33,3 mmol/l).

Skład

Część diagnostyczna paska zawiera:

- oksydazę glukozową (A.Niger) 10%
- nośnik elektronów 50%
- osłonkę enzymu 8%
- dodatkowe niereagujące składniki 32%.

Sposób użycia

Ściągnąć nakładkę nakłuwacza, umieścić w prowadnicy, odkręcić tarczę ochronną lancetu, nałożyć nakładkę na nakłuwacz.

Każdorazowo przy badaniu poziomu glikemii.

Przeciwwskazania

Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania.