

Heltes Kompres żelowy dla dzieci typu ciepło/zimno, 1 szt.

Cena: 6,39 zł



Opis słownikowy

| | |
|--|----------------------|
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | HELBO SP. Z O.O. |
| Przechowywanie | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

Kompres żelowy ciepło/zimno dla dzieci sowa/żółt

Specyfikacja:

- Materiał: PVC
- Skład żelu: woda, gliceryna, poliakrylan sodu, glikol polietylenowy, chlorek sodu, glikol propylenowy, konserwant
- Kolor żelu: pomarańczowy (kompres - sowa), zielony (kompres - żółt)
- Wymiary kompresu sowa :12cm x 9cm
- Wymiary kompresu żółt :12,5 cm x 8,5cm
- Wymiary opakowania jednostkowego:12,5cm x 15cm x 1,5cm

Opis:

Kolorowe wzory kompresów zaprojektowane specjalnie dla dzieci
Giętkość i kształt kompresu umożliwia jego wygodne stosowanie na różne części ciała
Możliwość ogrzania kompresu w kuchence mikrofalowej
Pomaga odwrócić uwagę dziecka od ośrodka bólu
Niezastąpiony w sytuacjach, w których konieczna jest nagła interwencja
Idealnie sprawdzi się nie tylko w domu, ale także w podróży

Charakterystyka wyrobu:

- bezpieczny, nietoksyczny żel w zgrzanym woreczku szybko się nagrzewa / ochładza

- kompres długotrwale oddaje zakumulowane zimno lub ciepło
- kompres pozostaje elastyczny nawet po zamrożeniu

Przeznaczenie:

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia terapii ciepłem lub zimnem.

Terapia zimnem:

- łagodzi ból poprzez miejscowe obniżenie temperatury ciała
- stosowana przy stłuczeniach, ukąszeniach owadów, skręceniach, opuchliznach, oparzeniach, kontuzjach sportowych, bólach głowy i gorączce. Wspomaga rekonwalescencję po przebytych zabiegach

Terapia ciepłem:

- przynosi ulgę poprzez miejscowe działanie rozkurczowe (ogrzanie ciała)
- stosowana przy przykurczach, uszkodzeniach mięśni, ścięgien (o ile nie jest zalecona terapia zimnem)

Producent:

INTCO MEDICAL(HK)Co., LTD
FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE,
301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

Upoważniony przedstawiciel:

MedNet GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

Importer/Dystrybutor:

Helbo Sp. z o.o.
Ul. Tadeusza Śliwiaka 14A
30-797 Kraków

Przechowywanie:

Kompres należy przechowywać w pokojowej temperaturze nie przekraczającej 25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.