

# Heltes Kompres żelowy typu ciepło/zimno 18cm x 29,5cm, 1 szt.



Cena: 12,69 zł

## Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	HELBO SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

Kompres żelowy typu ciepło/zimno 18 x 29,5 cm

### Specyfikacja:

- Materiał: PVC
- Skład żelu: woda, gliceryna, poliakrylan sodu, glikol polietylenowy, chlorek sodu, glikol propylenowy, konserwant
- Kolor: niebieski
- Wymiary kompresu: 18cm x 29,5cm
- Wymiary opakowania jednostkowego: 17cm x 13cm x 5cm

### Opis:

Giętkość i kształt kompresu umożliwia jego wygodne stosowanie na różne części ciała

Niezastąpiony w sytuacjach, w których konieczna jest nagła interwencja

Idealnie sprawdzi się w podróży, domu czy pracy

Możliwość ogrzewania kompresu w kuchenke mikrofalowej

### Charakterystyka wyrobu:

- bezpieczny, nietoksyczny żel w zgrzanym woreczku nylonowym szybko się nagrzewa / ochładza
- kompres długotrwale oddaje zakumulowane zimno lub ciepło
- kompres nawet po zamrożeniu jest plastyczny

### Przeznaczenie:

Wyrób wielokrotnego użytku przeznaczony do prowadzenia terapii ciepłem lub zimnem.

Terapia zimnem:

- łagodzi ból poprzez miejscowe obniżenie temperatury ciała
- stosowana przy stłuczeniach, obrzękach, nerwobólach, kontuzjach sportowych, oparzeniach, stanach zapalnych, zwichnięciach,

bólach pourazowych, siniakach. Sprawdza się w przypadku nierozległych zapaleń skóry i ukąszeń owadów. Wspomaga rekonwalescencję po przebytych zabiegach

Terapia ciepłem:

- przynosi ulgę poprzez miejscowe działanie rozkurczowe (ogrzanie ciała). Stymuluje przepływ krwi, pomaga zmniejszyć uczucie dyskomfortu
- stosowana przy przykurczach, bólach reumatycznych, mięśniowych, menstruacyjnych, zapaleniach mięśni i reumatoidalnym zapaleniu ścięgien (o ile nie jest wskazana terapia zimnem)

**Producent:**

INTCO MEDICAL(HK)Co., LTD  
FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE,  
301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

**Upoważniony przedstawiciel:**

MedNet GmbH  
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

**Importer/Dystrybutor:**

Helbo Sp. z o.o.  
Ul. Tadeusza Śliwiaka 14A  
30-797 Kraków

**Przechowywanie:**

Kompres należy przechowywać w pokojowej temperaturze nie przekraczającej 25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.