

# Intec Spiro Kid Komora inhalacyjna, 1 szt.

Cena: 56,70 zł



## Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	INTEC MEDICAL SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

Komora inhalacyjna Intec Spiro Kid jest wyrobem medycznym służącym do podawania leków wziewnych. Jej zadaniem jest zwiększenie ilości leku efektywnie podanego do układu oddechowego i do płuc, co pozwala na zwiększenie skuteczności terapii leczniczej. Komora Intec SPIRO KID wykonana jest z wysokiej jakości materiału termoplastycznego natomiast maski silikonowe nie zawierają lateksu.

### Szczegóły produktu

- Komora inhalacyjna Intec Spiro Kid została zaprojektowana z myślą o łatwości użytkowania w domu i podczas wyjazdów. Zestaw zawiera dwie maseczki w różnych rozmiarach oraz wbudowany ustnik dla osób dorosłych, opracowane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny komfort użytkowania przy optymalnym uszczelnieniu. Silikonowe maski nie zawierają lateksu.
- Komora wykonana została z wysokojakościowego materiału termoplastycznego – jest antystatyczna i przezroczysta. Dodatkowymi atutami są łatwość czyszczenia oraz wygodny transport.
- Komora inhalacyjna Intec Spiro Kid jest dedykowana dla każdej grupy wiekowej, zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych.
- Intec Spiro Kid jest urządzeniem nie tylko mniejszym niż większość dostępnych na rynku inhalatorów, ale posiada również zaawansowane funkcjonalności.
- Zestaw zawiera antystatyczną komorę inhalacyjną, maseczkę dla niemowląt, maseczkę dla starszych dzieci oraz zintegrowane z komorą mocowanie dozownika z lekiem w aerozolu.
- Prezentowane urządzenie oprócz zastawki wdechowej, posiada również zastawkę wydechową. Takie rozwiązanie nie pozwala zasysać „obcego” powietrza do komory, dzięki czemu chory inhaluje tylko lek, a powietrze wydychane odprowadzane jest bezpośrednio poza komorę.
- Dzięki zamontowanemu gwizdkowi wysokiego przepływu, mali pacjenci mogą szybko nauczyć się prawidłowego oddechu podczas inhalacji. Za każdym razem kiedy nasze pociechy dokonują zbyt gwałtownego wdechu, urządzenie sygnalizuje to krótkim dźwiękiem. Funkcjonalność ta ma na celu jeszcze skuteczniejsze przyjmowanie leku.

#### Cechy produktu:

- Wysokojakościowa antystatyczna i przezroczysta komora.
- Objętość - 175 ml.
- Dwuzastawkowa (oprócz zastawki wdechowej posiada także zastawkę wydechową, która zamyka się podczas pobierania aerozolu z komory i otwiera podczas wydechu. Jej funkcjonowanie uniemożliwia zassanie „obcego” powietrza do komory - chory inhaluje tylko aerozol oraz pozwala na odprowadzenie powietrza wydychanego poza komorę).
- Wyposażona w gwizdek wysokiego przepływu - pojawienie się dźwięku podczas inhalowania leku, sygnalizuje nieprawidłowy, zbyt gwałtowny wdech. (Prawidłowy wdech podczas inhalacji leku z komory, powinien być, spokojny, głęboki, powolny - gwizdek wysokiego przepływu powinien milczeć).

#### Wyposażenie:

- Komora inhalacyjna,
- maseczka dla niemowląt,
- maseczka dla dzieci,
- wbudowany ustnik dla osób dorosłych,
- mocowanie na lek w aerozolu zintegrowane z komorą.

#### Podmiot odpowiedzialny:

Intec Medical Sp. z o.o.  
ul. Longinusa Podbiłęty 7  
31-980 Kraków