

iXellence Ciśnieniomierz naramienny BPM Easy, 1 szt.

Cena: 111,22 zł



Opis słownikowy

Producent /
Podmiot
Odpowiedzialny

GENEXO SP. Z O.O.

Przechowywanie

Temperatura pokojowa

Rejestracja

Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

- **Walidacja kliniczna ESH** (European Society of Hypertension) – **gwarantująca dokładność wyników.**
- Technologia IHB (irregular hear beat) – **wskaznik nieregularnego bicia serca.**
- **Pamięć 100 pomiarów** – możliwość monitorowania wyników.
- Szeroki zakres mankietu (24 – 43 cm) – uniwersalny, dla różnych użytkowników.
- **Tylko dwa przyciski** – **prosty** w obsłudze, **intuicyjny**, komfortowy.
- **Lekki**, kompaktowy – łatwo zabierzesz go ze sobą.
- **5 lat gwarancji door to door** – komfort i wsparcie dla użytkowników sprzętu.
- **Certyfikat TÜV Rheinland** – **gwarancja jakości i bezpieczeństwa użytkowania**

Opis

Ciśnieniomierz automatyczny iXellence® BPM Easy to **walidowane klinicznie urządzenie do wykonywania domowych pomiarów ciśnienia krwi.** Unia Europejska oraz międzynarodowe organizacje zrzeszające specjalistów ds. nadciśnienia zalecają, aby do pomiaru ciśnienia w warunkach ambulatoryjnych oraz domowych stosować te urządzenia, których wiarygodność została potwierdzona w niezależnych badaniach klinicznych, przeprowadzanych wg. specjalnych protokołów walidacyjnych. Ciśnieniomierze spełniające wymogi tych protokołów uznaje się za precyzyjne, a wyniki pomiarów wykonane za ich pomocą za wiarygodne.

Zestaw zawiera:

- Ciśnieniomierz wraz z mankietem (24-43 cm).
- Zestaw 4 baterii AA.
- Instrukcję obsługi.
- Kartę gwarancyjną.

Parametry techniczne:

- Źródło zasilania: 4 baterie alkaliczne 1,5V (AA).
- Wymiary i waga urządzenia bez mankieta: 130,5 mm (D) x 90 mm (Sz) x 55 mm (W) 210 g bez baterii.
- Rozmiar mankieta: 24-43 cm z przewodem powietrza o dł. 80 cm.
- Pamięć: maksymalnie 100 wyników pomiarów.
- Oszczędzanie mocy: automatyczne wyłączenie, jeśli urządzenie nie jest używane przez 3 minuty.
- Warunki operacyjne systemu: od 5°C do 40°C, od 15% do 93% wilgotności względnej.
- Zasilacz sieciowy: DC +6V / 1 A (max).

Przechowywanie i konserwacja:

Przechowywanie:

- Warunki przechowywania i transportu ciśnieniomierza: od -25°C do 70°C, od 10% do 95% wilgotności względnej.
- Ciśnieniomierz należy zawsze przechowywać lub transportować w oryginalnym opakowaniu.
- Należy chronić urządzenie przed upuszczeniem i mocnymi uderzeniami.
- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego czy wysoką wilgotność.

Konserwacja:

- Zewnętrzną powierzchnię ciśnieniomierza należy wycierać ściereczką zwilżoną wodą z kranu lub nasączoną łagodnym środkiem czyszczącym. Następnie urządzenie należy wytrzeć miękką suchą ściereczką. NIE spłukiwać urządzenia wodą.
- NIE używać rozpuszczalników organicznych do czyszczenia ciśnieniomierza.
- NIE prać mankieta.
- NIE prasować mankieta.

Skład zestawu:

- Ciśnieniomierz wraz z mankietem (24-43 cm).
- Zestaw 4 baterii AA.
- Instrukcję obsługi.
- Kartę gwarancyjną.

Certyfikaty i gwarancje:

- Walidacja kliniczna ESH (European Society of Hypertension).

- Certyfikat TÜV Rheinland.
- Gwarancja 5 lat w systemie „door to door”