

# Opaska elastyczna tkana z zapinką 5m x 15cm, 1 szt.



Cena: 5,47 zł

## Opis słownikowy

Postać	Środek higieniczny
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

### Cechy:

- rozciągliwa;
- miękka;
- oddychająca;
- można prać.

Długość 5 m odnosi się do opaski w stanie maks. naprężenia.  
Wydłużenie  $\geq 170\%$

### Zastosowanie

Opaskę elastyczną stosować w celu:

- Podtrzymywania opatrunku,
- Wsparcia krążenia żylnego,
- Odciążenia i stabilizacji okolic stawowych.

### Środki ostrożności:

Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę. W razie wystąpienia uczucia silnego ucisku należy zmniejszyć naprężenie opaski. Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty.

### Przepis konserwacji:

W przypadku zabrudzeń prać ręcznie w temp. 40°C z dodatkiem delikatnych środków piorących np. dla włókien syntetycznych. Nie prasować. Nie chlorować. Suszyć w stanie luźnym.  
Wyrób wielokrotnego użycia. Po utracie elastyczności wyrób zutylizować.

Rozmiary:  
5 x 15 (m x cm),

Dopuszczalne odchylenie wymiarów  $\pm 10\%$

Opakowanie jednostkowe:  
Kartonik tekturowy (opaski o długości 5 m), zawartość: 1 szt.

**Podmiot odpowiedzialny**

Paso Trading  
Adres 95-200 Pabianice  
ul. Lutomierska 48  
Kontakt tel./fax: 42 215 32 50