

Blephagel Sterylny Żel do codziennej higieny powiek i rzęs, 30 g (tub.)



Cena: 37,98 zł

Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	THEA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Kosmetyk

Opis produktu

Właściwości:

Blephagel ŻEL

- Delikatnie oczyszcza
- Nie zakłóca naturalnego procesu nawilżania powiek
- Odświeża, działa łagodząco i kojąco na skórę powiek.

Formuła Blephagel jest nietłusta i nieklejąca (po oczyszczeniu nie pozostaje na skórze), nie zawiera środków konserwujących oraz substancji zapachowych. Jedno opakowanie Blephagel zawiera 30 g żelu.

*Produkt stworzony w celu zmniejszenia ryzyka alergii.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy dokonać aktywacji opakowania żelu Blephagel®:

Przy pierwszym użyciu należy przez 3 sekundy delikatnie nacisnąć przednią część tubki, aby żel przemieścił się do pompy

Następnie należy skierować tubkę w dół i uaktywnić pompkę przez naciśnięcie głowicy pompki 3 razy

Blephagel używa się wykonując opisane poniżej, proste czynności:

Nanieść niewielką ilość żelu na płatek kosmetyczny, wciskając pompkę znajdującą się na górze pojemnika. Usunąć pozostałości żelu z końcówki pompki używając płatka kosmetycznego

Stojąc przed lustrem, delikatnie przyłożyć zwilżony żelem płatek do zamkniętej powieki i nasady rzęs

Kilka razy delikatnie przetrzeć powiekę i rzęsy płatkami nasączonymi Blephagelem wykonując drobne, okrężne ruchy, do momentu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń

Usunąć z powieki pozostałości żelu przy użyciu czystego płatka kosmetycznego

Powtórzyć czynności dla drugiego oka używając czystego płatka kosmetycznego

Składniki:

Aqua, poloxamer 188 (micelle), PEG- 90 (gliceryd kaprylowy), carbomer, sodium hydroxide.

Dystrybutor / Podmiot odpowiedzialny

Thea Polska Sp. z o.o.
ul. Cicha 7,
00-353 Warszawa