

# Disnemar dla dorosłych, aerozol do nosa, 25 ml (250 daw.)



Cena: 30,22 zł

## Opis słownikowy

Postać	Aerozol
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	INPHARM SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

Disnemar to fizjologiczny roztwór soli mineralnych o pH optymalnym do stosowania w obrębie jamy nosowej. Pomaga utrzymywać higienę nosa oraz prawidłowy stan błony śluzowej.

### Preparat:

- czyści i myje;
- zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia;
- wspomaga regenerację;
- udrożnia przewody nosowe, usuwając wydzielinę.

Dzięki zachowaniu odpowiednich proporcji między składnikami, Disnemar jest pozbawiony właściwości drażniących. Produkt posiada specjalny dozownik – nebulizator mikrodyfuzyjny, który zapewnia aplikację roztworu w postaci delikatnej mgiełki oraz umożliwia podawanie aerozolu w każdej pozycji. Disnemar zalecany jest osobom dorosłym, ale może być też stosowany u dzieci i niemowląt. Nie ma przeciwwskazań co do użytkowania produktu w czasie ciąży i laktacji.

### Właściwości:

Disnemar ułatwia czyszczenie, utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia błony śluzowej nosa i wspomaga jej regenerację. Jednocześnie, dzięki mechanicznemu działaniu wypłukującemu pomaga udrożnić nos.

### Wskazania

- Codzienna, prawidłowa higiena nosa.

- Nawilżanie wysuszonej błony śluzowej jamy nosowej.
- Niedrożność nosa spowodowana stanami kataralnymi i alergicznymi (przeziębienie, nieżyt nosa, zapalenie zatok itp.) lub zanieczyszczonym powietrzem.

#### **Przeciwwskazania**

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

#### **Skład:**

Wysoco oczyszczony fizjologiczny roztwór wody morskiej.

#### **Dawkowanie**

##### Dorośli:

1 - 2 dawek do każdego otworu nosowego kilka razy w ciągu dnia.

##### Dzieci i niemowlęta:

1 dawka do każdego otworu nosowego kilka razy na dobę.

Jeśli to konieczne Disnemar może być stosowany przez dłuższy czas bez żadnego ryzyka lub przeciwwskazań.

#### **Sposób użycia**

Przed pierwszym użyciem aerozolu należy nacisnąć dozownik 1 – 3 razy, aby aktywować pompkę dozującą i uzyskać odpowiednie rozpylanie roztworu.

U niemowląt karmionych piersią wskazane jest podawanie Disnemaru przed posiłkiem lub karmieniem, ponieważ udrożnienie nosa ułatwia połykanie pokarmu bez powietrza, dzięki czemu unika się dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Nie zaleca się wyjmowania dozownika po użyciu. Jeżeli zachodzi konieczność oczyszczenia go, należy użyć ręcznika lub chusteczki.

Z jednego opakowania otrzymuje się około 250 dawek.

#### **Wytwórca**

Abbott Products Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa