

Hexagyn Duo, globulki dopochwowe, 10 glob. po 2 g

Cena: 29,51 zł



Opis słownikowy

Postać	Globulki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	HEXANOVA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

HEXAGYN® DUO to globulki dopochwowe o podwójnej sile działania, które:

- regenerują błonę śluzową pochwy
- zapobiegają suchości pochwy o charakterze zapalnym i zakaźny
- odbudowują prawidłową mikroflorę pochwy
- przywracają fizjologiczne środowisko pochwy
- nawilżają i przeciwdziałają suchości okolic intymnych
- ograniczają infekcje i stany zapalne pochwy

Stosowane regularnie globulki dopochwowe HEXAGYN DUO® pomagają utrzymać naturalną ochronę pochwy oraz przyspieszają odbudowę prawidłowej mikroflory pochwy (pałeczek Lactobacillus).

Wyrób medyczny CE

Działanie:

Składniki zawarte w globulce HEXAGYN® DUO działają synergicznie względem siebie, dzięki czemu efekt terapeutyczny jest szybciej odczuwalny.

Kwas hialuronowy w postaci soli sodowej w ilości 10 mg/globulkę ma działanie uwadniające i smarujące w suchości pochwy. Wspomaga i przyspiesza przebieg regeneracji tkanek, nawilża i uelastycznia śluzówkę pochwy.

Kwas mlekowy sprzyja natychmiastowemu skorygowaniu pH do 4,4, co zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych okolic intymnych.

Polikarbofil – normalizuje i utrzymuje kwaśnię pH pochwy do 72 godzin. Działa nawilżająco i na długo znosi suchość pochwy, dyskomfort okolic intymnych oraz ogranicza rozwój infekcji pochwy.

Zastosowanie:

Terapia podstawowa: 1 globulka dopochwowa na noc przez 5-7 kolejnych dni po zakończeniu cyklu miesięczkowego lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Terapia wspomagająca lub profilaktyka: 1 globulka dopochwowa na noc co 3 dni do uzyskania trwałej poprawy lub zgodnie z zaleceniem lekarza

Sposób dawkowania:

1. Dokładnie umyć ręce.
2. Dokładnie umyć okolice pochwy.
3. Otworzyć opakowanie i wyjąć jedną globulkę HEXAGYN® DUO z blistra.
4. Delikatnie wprowadzić globulkę głęboko w pochwie, najlepiej w pozycji leżącej na plecach, aby nie dopuścić do niezamierzonego wysunięcia się globulki.

Ostrzeżenia:

W ciąży, w trakcie karmienia piersią i u dzieci globulki wolno stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Nie stosuj równocześnie z innymi preparatami podawanymi dopochwowo.

Nie stosuj w przypadku wystąpienia zmian i ran w pochwie.

Nie stosuj w trakcie menstruacji.

Bezpośrednio po aplikacji globulki nie podejmuj współżycia płciowego.

Nie przekraczaj sugerowanej dawki bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Przechowuj w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosuj w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

Skład:

1 globulka 2g zawiera: 60 mg polikarbofilu, 10 mg kwasu hialuronowego, kwas mlekowy, octan tokoferolu, witaminę A, kwas 18-beta-glicyretynowy, olej z drzewa herbacianego, fosfatydylocholinę, półsyntetyczne triglicerydy