

Kompresy gazowe niejałowe 13 nitkowe 8warstwowe 5 x 5 cm, 100 szt.

Cena: 4,50 zł



Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Kompresy z gazy Matocomp niejałowe wykonane w 100% z gazy bawełnianej, stosowane do pochłaniania dużej ilości wilgoci i płynów ustrojowych w trakcie zabiegów i operacji. Najbardziej popularny produkt przy zmianie opatrunku.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

W praktyce lekarskiej:

Dla pielęgniarek i lekarzy wykonujących zabiegi diagnostyczne z udziałem płynów ustrojowych oraz krwi.

W opiece długoterminowej:

Dla opiekunów do pochłaniania płynów, wilgoci i krwi przy zmianie opatrunku.

W kosmetyce:

Dla kosmetyczek do celów higieniczno-kosmetycznych oraz do przemywania ciała po zabiegu.

W domu:

Dla dorosłych i dzieci, do przemywania i opatrywania ran, skaleczeń i otarć oraz jako wkład chłonny zabezpieczający wilgotną ranę.

Właściwości produktu:

- odpowiedni skręt nitki gwarantuje trwałość materiału oraz brak luźnych włókien na powierzchni kompresu;
- bielone bez użycia chloru, dzięki czemu są bezpieczne dla pacjenta, nie wywołują alergii oraz zapewniają wysoki poziom czystości chemicznej;

- dla lepszego bezpieczeństwa brzegi składane do środka w sposób uniemożliwiający wysnucie luźnej nitki z kompresu;
- niejałowe - kompresy zapakowane w opakowanie papierowe lub foliowe.

Zdjęcie przykładowe.