

Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 8 warstwowe 5x5 cm, 100 szt.

Cena: 4,68 zł



Opis słownikowy

| | |
|------------------------------------|---|
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. |
| Przechowywanie | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Kompresy z gazy Matocomp niejałowe wykonane w 100% z gazy bawełnianej, stosowane do pochłaniania dużej ilości wilgoci i płynów ustrojowych w trakcie zabiegów i operacji. Najbardziej popularny produkt przy zmianie opatrunku.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

- W praktyce lekarskiej:
 - dla pielęgniarek i lekarzy wykonujących zabiegi diagnostyczne z udziałem płynów ustrojowych oraz krwi.
- W opiece długoterminowej:
 - dla opiekunów do pochłaniania płynów, wilgoci i krwi przy zmianie opatrunku.
- W kosmetyce:
 - dla kosmetyczek do celów higieniczno-kosmetycznych oraz do przemywania ciała po zabiegu.
- W domu:
 - dla dorosłych i dzieci, do przemywania i opatrywania ran, skaleczeń i otarć oraz jako wkład chłonny zabezpieczający wilgotną ranę.

Właściwości produktu:

- odpowiedni skręt nitki gwarantuje trwałość materiału oraz brak luźnych włókien na powierzchni kompresu;
- bielone bez użycia chloru, dzięki czemu są bezpieczne dla pacjenta, nie wywołują alergii oraz zapewniają wysoki poziom czystości chemicznej;
- dla lepszego bezpieczeństwa brzegi składane do środka w sposób uniemożliwiający wysnucie luźnej nitki z kompresu;

- niejałowe - kompresy zapakowane w opakowanie papierowe lub foliowe.

Zdjęcie przykładowe.