

Pani Teresa opaska elastyczna nadgarstek bezszwowa L, 1 szt.



Cena: 22,85 zł

Opis słownikowy

Postać	Opaska
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SIGVARIS S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki higieniczne

Opis produktu

OPASKA elastyczna nadgarstka cielista r.L

Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego.

Rozmiar L: obwód ręki w nadgarstku 23 - 25cm.

Dawkowanie - Pani Teresa Opaska Nadgarstek rozmiar I

Opaskę naciągać od dołu na wysokość nadgarstka tak, aby kciuk umieszczony został w mniejszym otworze. Nosić szwami na zewnątrz.

Wskazania - Pani Teresa Opaska Nadgarstek rozmiar I

- W przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo-reumatycznych stawu nadgarstkowego,

- wzmacnia aparat więzadłowy stawu,
- łagodzi ból, przekrwienie i upośledzenie funkcji ręki,
- przy zapobieganiu i zwalczaniu pourazowych obrzęków nadgarstka,
- w zapaleniu ścięgien, a także po operacji rekonstrukcji ścięgien,
- jako opatrunek po zdjęciu gipsu - działa przeciwbólowo zwłaszcza w okresie rehabilitacji.

Uwagi

Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 2 sztuki opasek na nadgarstki w rozmiarze L.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PANI TERESA

Pozwolenie: CE

Bezszwowa opaska elastyczna na nadgarstek to wyrób medyczny wielokrotnego użytku przeznaczony do celów wspomagania procesu leczenia oraz rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami.

Wskazania:

- Przeciwoobrzętkowo
- Przeciwbólowo
- Profilaktycznie
- Pourazowo

Tabela rozmiarów:

Rozmiar (cm)	S	M	L
Obwód ręki w nadgarstku	14-18	19-22	23-25

Skład: poliamid (60%), elastan (38%), silikon (2%)

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PANI TERESA

Pozwolenie: CE