

# PasoFix Opaska elastyczna stawu skokowego rozm.L, 1 szt.

Cena: 11,98 zł



## Opis słownikowy

Postać	Środek higieniczny
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

- Przeznaczona zarówno do celów sportowych jak i rehabilitacyjnych,
- Chroni i usztywnia stawy oraz pomaga w leczeniu uszkodzeń i nadwyrężeń,
- Miękka, nie posiada bocznego szwu, co znacznie podnosi komfort jej użytkowania,
- Opaska występuje w pięciu typach ze względu na przeznaczenie,
- W dyskretnym, cielistym kolorze.

Opaska elastyczna stawu skokowego w rozmiarze L: 25 – 27 cm

### Zastosowanie

- W celu sportowym – opaska chroni i stabilizuje staw,
- W celu rehabilitacyjnym – opaska wspomaga leczenie uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu.

### Instrukcja używania

W zależności od stosowanej opaski naciągać ją od dołu na wysokość stawu przeznaczenia. Stosować pod nadzorem fizjoterapeuty lub lekarza.

### Środki ostrożności:

Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę. W przypadku wystąpienia uczucia dyskomfortu niezwłocznie zdjąć opaskę. Wyrób jednorazowego użycia – nie stosować ponownie.

Przepis konserwacji:

W przypadku zabrudzeń prać ręcznie w temp. 40°C z dodatkiem delikatnych środków piorących np. dla włókien syntetycznych. Nie prasować. Nie chlorować. Suszyć w stanie luźnym.

Wyrób wielokrotnego użycia. Po utracie elastyczności wyrób zutylizować.

Opakowanie jednostkowe:

Zawartość: 1 szt.

**Podmiot odpowiedzialny:**

Paso Trading

Adres 95-200 Pabianice

ul. Lutomska 48

Kontakt tel./fax: 42 215 32 50