

Purelan, maść, 37 g



Cena: 52,05 zł

Opis słownikowy

Postać	Maść
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	MEDELA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Kosmetyk

Opis produktu

Purelan - maść 37 g

Opis produktu

Medela PureLan 100 maść lanolinowa na brodawki to kosmetyk z czystej lanoliny pomagający łagodzić problemy związane z wrażliwymi lub suchymi brodawkami, tworząc na obolałych lub podrażnionych brodawkach barierę ochronną. Maść można stosować zarówno podczas ciąży, jak i karmienia piersią. Maść jest hipoalergiczna i nie zawiera sztucznych dodatków i konserwantów i nie trzeba usuwać jej przed karmieniem.

Zastosowanie

Pielęgnacja podrażnionych i popękanych brodawek piersiowych w czasie ciąży i karmienia piersią.

Sposób użycia

Przed użyciem umyć ręce.

Po karmieniu piersią wycisnąć kilka ostatnich kropli mleka i wetrzeć je delikatnie w brodawkę (brodawki) i otoczkę brodawki, pozostawić do zaschnięcia.

Następnie nałożyć niewielką ilość maści.

Mycie brodawek przed następnym karmieniem piersią nie jest konieczne.

Składniki (INCI)

100% lanolina.

Dodatkowe informacje

Nie zawiera dodatków i środków konserwujących.

Wskazania:

Medela Purelan 100 Maść lanolinowa to produkt do pielęgnacji, regeneracji i ochrony suchych, popękanych lub bolesnych brodawek. Produkt przeznaczony w szczególności do młodych, karmiących piersią mam. Idealna również do nawilżania przesuszonej skóry dziecka np. spierzchniętych warg lub wysuszonego nosa.

Właściwości:

Purelan 100 to łagodny, przebadany dermatologicznie kosmetyk na bazie naturalnej, czystej lanoliny, który pomaga uzupełnić naturalne składniki tłuszczowe skóry utracone w czasie częstego przystawiania dziecka.

Bezpieczna dla mamy i dziecka. Nie trzeba usuwać przed karmieniem

100% czystej, naturalnej lanoliny do zastosowań medycznych

Pomaga skórze odzyskać naturalny poziom lipidów i równowagę nawilżenia

Pomaga wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry.

Doskonała również na spierzchnięte usta, przesuszoną skórę nosa i suchą skórę niemowląt.

Nie zawiera parabenów, dodatków, konserwantów i substancji zapachowych

Hipoalergiczna

Skład:

INCI: 100% czystej lanoliny USP/EP1, naturalnej, bez dodatków i środków konserwujących.

Stosowanie:

Jeżeli karmisz piersią, możesz nakładać maść na brodawki Purelan100 bezpośrednio po karmieniu. Czystymi rękami odciągnij odrobinę mleka, wetrzyj w brodawkę sutkową oraz otoczkę (ciemniejszą skórę wokół brodawki) i pozostaw do wyschnięcia. Wyciśnij ilość maści wielkości ziarna grochu i zmiękczonej palcami. Delikatnie nałóż na samą brodawkę. Nie trzeba wycierać maści przed przystawianiem dziecka, ponieważ nie zawiera ona parabenów, sztucznych dodatków ani konserwantów i jest bezzapachowa.

Opakowanie:

37 g

Producent:

Medela