

Select opaska elastyczna kolano L, 2 szt.

Cena: 18,49 zł



Opis słownikowy

Postać	Opaska
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SELECT SPORT
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

Opis produktu

Opis:

Wskazania do stosowania:

W zależności od sytuacji można stosować:

- przy przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo – reumatycznych stawu kolanowego;
- przy uszkodzeniach ścięgien i nadciągnięciach więzadeł;
- podczas rehabilitacji po zwichnięciach, skręceniach i innych obrażeniach;
- do usztywniania, wygrzewania;
- przy chorobach zwyrodnieniowych stawów;
- przy stłuczeniach;
- wzmacnia aparat więzadłowy przy uprawianiu sportów wyczynowych i rekreacji.

Przeciwwskazania:

Nie stosować bezpośrednio na rany.

Właściwości:

Elastyczna opaska podtrzymująca o dużej rozciągliwości. Już pojedyncza warstwa opaski wystarcza do stabilnego umocowania opatrunku.

Ekonomiczna w wykorzystaniu.

Dobrze dopasowana – nie zsuwa się, nie uciska nadmiernie, nie ogranicza krążenia krwi ani ruchów stawów.

Przepuszcza powietrze.

Skład:

Opaska składa się w 90% z przędzy bawełnianej i w 10% z gumy.

Sposób użytkowania:

prać w wodzie w temp. 40°C z dodatkiem środków piorących dla włókien syntetycznych,
suszyć w stanie luźnym,
nie prasować.

Specyfikacja produktu:

Opaska elastyczna na kolano rozmiar L (obwód nogi w kolanie: 48-54 cm)

Wyrób wielokrotnego użytku.

Opakowanie zawiera 2 sztuki opasek ROZMIAR L

Producent

SELECT SPORT A/S