

Seni Active Trio 8 Medium, majtki chłonne, 10 szt.

Cena: 33,56 zł



Opis słownikowy

| | |
|------------------------------------|---|
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. |
| Przechowywanie | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

Elastyczne majtki chłonne Seni Active Trio jednorazowego użytku to idealne rozwiązanie dla osób z ciężkim stopniem nietrzymania moczu, prowadzących aktywny tryb życia oraz dla uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej. Ze względu na wysoką chłonność rekomendowane również do użycia w nocy.

Jednorazowe majtki chłonne Seni Active Trio, które są zakładane jak zwykła bielizna, to wyjątkowe rozwiązanie dla osób aktywnych, ceniących sobie wygodę i bezpieczeństwo. Seni Active Trio zapewniają:

- optymalne dopasowanie do ciała (są elastyczne na całym obwodzie)
- wygodę podczas ściągania zużytego wyrobu (mają rozrywane szwy boczne)
- komfort użytkowania (są miękkie i delikatne w dotyku)
- redukcję nieprzyjemnego zapachu moczu
- wysoką chłonność i zabezpieczenie przed przeciekaniem
- swobodne oddychanie skóry
- minimalizację ryzyka reakcji alergicznych.

Na wyrobach znajduje się indykator wilgotności, który stanowi precyzyjną informację o stopniu napełnienia pieluchy i konieczności jej zmiany oraz napis „FRONT” z przodu wyrobu, który wskazuje jak zakładać pieluchę.

Dyskretne i higieniczne wyrzucenie zużytego produktu, dzięki specjalnej tasiemce umieszczonej w tylnej części majtek chłonnych.

Cechy produktu:

- **Oddychalność**

Produkty wykonane są z materiałów przepuszczających parę wodną i uwalniających nadmiar ciepła, co sprawia, że są komfortowe i przyjazne dla skóry pozwalając jej swobodnie oddychać.

- **Bez lateksu**

Zamiast lateksu w produktach Seni stosowana jest elastyczna przędza. Dzięki temu ograniczone jest ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych u osób uczulonych na lateks.

- **Poczucie suchości**

Extra Dry System przyspiesza wchłanianie i umożliwia szybszą i dokładniejszą dystrybucję moczu zwiększając poczucie suchości i podwyższając komfort użytkowania.

- **Testowane dermatologicznie**

Produkty chłonne Seni zostały poddane niezależnym testom dermatologicznym i uzyskały pozytywną opinię specjalistów prowadzących te badania. Dzięki temu mamy potwierdzenie, że są one bezpieczne i przyjazne dla skóry.

- **Osłonki boczne - dodatkowa ochrona**

Hydrofobowe osłonki wzdłuż wyrobu chronią przed bocznymi wyciekami zabezpieczając bieliznę przed zabrudzeniem, przez co pozwalają czuć się sucho i bezpiecznie.

- **Miękkość i dyskrecja**

Produkty Seni wykonane są z miękkich materiałów, które nie szeleszczą dzięki czemu zapewniają dyskrecję i są delikatne dla skóry.

- **Optymalne dopasowanie do ciała**

Optymalne dopasowanie do kształtu ciała dzięki zastosowaniu elastycznych przylepcorzepów i ściągaczy taliowych

- **Kontrola zapachu**

Wkład chłonny w wyrobach Seni został wzbogacony o specjalne granulki (superabsorbent), których wyjątkowe właściwości hamują namnażanie się bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu.

- **Informacja o stopniu zużycia wyrobu**

Indyktor wilgotności to nadruk, który rozmywa się w miarę napełniania wyrobu chłonnego i pozwala określić stopień jego zużycia. Dla jeszcze łatwiejszego oszacowania zużycia produktu indyktor wilgotności został dodatkowo podzielony na strefy.