

## Tena Comfort ProSkin Super, pieluchy anatomiczne, 36 szt.



Cena: 75,89 zł

### Opis słownikowy

Postać	Pieluchomajtki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ESSITY POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

**To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.**

**TENA Comfort ProSkin Super 36szt.**

Pieluchy anatomiczne TENA Comfort ProSkin Super to produkty chłonne zalecane do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu.

Tena Comfort Super to wkłady odpowiednie dla osób, które potrzebują bardziej chłonnego produktu. Doskonale sprawdzą się także wśród osób otyłych lub o nietypowej budowie ciała, którzy mają problem z doborem innych wyrobów chłonnych.

TENA Comfort ProSkin Super to produkt wymagający dodatkowego mocowania za pomocą majtek elastycznych TENA Fix.

Wkłady anatomiczne wraz z majtkami siatkowymi to rozwiązanie raczej dla osób chodzących lub pacjentów leżących, którzy są w stanie chociaż trochę pomóc przy zmianie pieluchy, np. poprzez ugięcie nogi i lekkie uniesienie pośladków.

Technologia FeelDry Advanced użyta w ich produkcji zapewnia szybsze wchłanianie moczu i zamknięcie go z dala od skóry. Specjalne, w pełni oddychające materiały, z których wykonany jest produkt, zapewniają komfort i wspierają zdrowie skóry.

Produkty TENA Comfort ProSkin zostały przebadane i otrzymały akredytację Skin Health Alliance - wiodącej, niezależnej instytucji zrzeszającej ekspertów zajmujących się zdrowiem skóry. Akredytacja Skin Health Alliance daje pewność, że produkty TENA Comfort ProSkin są przyjazne dla skóry.

### OPIS

TENA Comfort ProSkin Super, pieluchy anatomiczne – wyrób medyczny zawierający potrójną ochronę, która zapewnia suchość,

miękkosć i zabezpieczenie przed przeciekaniem. Dzięki anatomicznemu kształtowi pieluchy idealnie dopasowują się do ciała. Stworzono je tak, by dobrze wchłaniały płyn, jednocześnie zapewniając skórze odpowiednie oddychanie. Przy użyciu elastycznych majtek Tena Fix wyrób utrzymuje się na właściwym miejscu.

#### **SKŁAD I/LUB ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Opakowanie zawiera 36 sztuk pieluch anatomicznych.

#### **DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE WYROBU MEDYCZNEGO, WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA**

Wyrób medyczny przeznaczony jest do stosowania przez osoby zmagające się z problemem nietrzymania moczu. Może być zarówno stosowany przez osoby leżące, ale także aktywne.

#### **SPOSÓB UŻYCIA**

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z ulotką/instrukcją obsługi/instrukcją użycia dołączoną do wyrobu.

**To jest wyrób medyczny.** Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

#### **OSTRZEŻENIA, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, UWAGI**

Szczegółowe informacje nt. bezpieczeństwa stosowania znajdują się na ulotce/instrukcji dołączonej do wyrobu medycznego.

Producent

ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB

Box 200

SE-101 23 Stockholm, Szwecja