

Tena Lady Maxi, pieluchy anatomiczne, 12 szt.



Cena: 23,72 zł

Opis słownikowy

Postać	Wkładki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ESSITY POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Wskazania:

- Nietrzymanie moczu
- Połóg

Opis produktu:

Wyrób medyczny, w formie specjalistycznych wkładek, do stosowania dla kobiet w nietrzymaniu moczu oraz w połogu. Zapewniają ochronę, dzięki wyższej chłonności niż zwykłe wkładki. Zatrzymują wilgoć z dala od skóry. Zapobiegają też powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Wkładki w rozmiarze Maxi.

Czy wiesz, że?

Dzięki wsadowi Dry Fast Core podpaski izolują wilgoć wewnątrz, co pozwala na zachowanie komfortu. Dodatkowo skóra nie ulega podrażnieniom.

Opakowanie zawiera:

Opakowanie zawiera 12 sztuk wkładek Tena o poziomie chłonności 5,5/8.

Sposób użycia:

Dorośli: Podpaskę przykleić do bielizny. Po użyciu wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.

Środki ostrożności:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt jednorazowego użytku, po zużyciu wyrzucić do kosza na śmieci.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie stosowania leku niezbędna jest konsultacja z lekarzem bądź farmaceutą.