

## Żel do USG, 500 g



Cena: 13,57 zł

### Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

Preparat przeznaczony jest do badań ultrasonograficznych (USG). Odpowiednio dobrany skład żelu skutecznie przenosi ultradźwięki i zapewnia powstanie dobrej jakości obrazu na monitorze, nie niszcząc głowicy ultrasonografu. Posiada delikatny różany zapach i jest odporny na wysychanie. Konsystencja żelu sprawia, że nie spływa on po nałożeniu z miejsca badania. Jest łatwo usuwalny z powierzchni skóry po wykonaniu badania. Żel nie wykazuje działania alergizującego, drażniącego i nie powoduje wysuszenia skóry. Jest bezpieczny dla ciężarnych i karmiących piersią.

Testowany klinicznie.

#### Sposób użycia:

Powierzchnię skóry należy posmarować odpowiednią ilością żelu. Po zakończeniu badania usunąć żel ręcznikiem lub ligniną.

Opakowanie nie do ponownego użycia.

#### Przechowywanie:

Żel do USG należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu suchym. Chronić od światła.

